

FERLIDONA Teste de Gravidez é um teste rápido que pode, facilmente, ser efetuado por si mesma a partir do primeiro dia de atraso da menstruação. Deteta a presença da hormona gonadotrofina coriónica humana (GCh), que aparece na urina, muito precocemente, durante a gravidez. \*De acordo com um estudo clínico >99 % das amostras testadas apresentaram resultados corretos.

DISPOSITIVO PARA AUTODIAGNÓSTICO, PARA REALIZAR EM CASA.

Como funciona?

Durante a gravidez, a mulher desenvolve a hormona gonadotrofina coriónica humana (GCh), que pode ser detetada na urina. O teste de gravidez contém anticorpos que reagem especificamente com esta hormona.

Quando uma amostra de urina entra em contacto com a zona absorvente do dispositivo, a urina é transportada ao longo da membrana por um mecanismo de capilaridade.

Quando a GCh da amostra alcança a janela da zona de teste da membrana (T), forma uma linha colorida. A ausência desta linha colorida sugere um resultado negativo.

Para funcionar como um procedimento de controlo, irá aparecer uma linha colorida na janela da zona de controlo (C), caso o teste tenha sido adequadamente efetuado.

Conteúdo do kit de teste

- 1. Uma bolsa que contém uma vareta de teste e um excicante. O excicante destina-se exclusivamente a fins de conservação e não é utilizado no procedimento de teste.
- 2. Folheto informativo com instruções de utilização.

De que mais necessita?

- 1. Se não quiser urinar diretamente na vareta de teste, pode utilizar um recipiente de plástico ou de vidro para recolher a urina. Certifique-se de que o recipiente se encontra limpo e seco.
- 2. Relógio.

Precauções

- 1. Este teste destina-se exclusivamente a uso externo. Não engolir.
- 2. Utilização única. Elimine o teste após ter sido usado.
- 3. Não utilize o teste após o prazo de validade.
- 4. Não utilize o teste se a bolsa estiver perfurada ou não se encontrar adequadamente selada.
- 5. Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Conservação e estabilidade

- 1. Conservar a temperaturas entre 4°C e 30°C e na bolsa selada até ao fim da validade.
- 2. Conservar ao abrigo da luz solar direta, da humidade e do calor.
- 3. Não congelar.
- 4. Abrir a bolsa imediatamente antes de efetuar o teste.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Quando efetuar o teste?

Qualquer amostra de urina é adequada para testar a gravidez, mas uma amostra da primeira urina da manhã é ideal, pois possui a maior concentração de GCh.

Como efetuar o teste?

- 1. Abra a bolsa selada rasgando pela zona marcada para o efeito, e retire o dispositivo de teste.
  - 2. Segure a extremidade redonda do teste com uma mão. Use a outra mão para retirar a tampa e expor a extremidade absorvente.
  - 3. Aponte a extremidade absorvente para baixo; coloque a extremidade absorvente no fluxo de urina durante, pelo menos, 10 segundos até ficar bem húmida. Não urine para lá da marca da seta.
  - 4. Alternativamente, pode recolher a sua urina num recipiente limpo e mergulhar metade da tira absorvente na urina durante, pelo menos, 3 segundos.
  - 5. Coloque de novo a tampa no dispositivo e aguarde pelo aparecimento das linhas coloridas. Leia o resultado no intervalo de até 5 minutos, no máximo.
- Resultados lidos após decorridos mais de 5 minutos, não podem ser considerados válidos.

COMO LER OS RESULTADOS?

Negativo (não está grávida):


Só aparece uma linha colorida na zona de controlo (C). Não aparece nenhuma linha na zona de teste (T). Isto indica que não foi detetada a hormona GCh.

Positivo (está grávida):

Aparecem linhas coloridas distintas nas zonas de controlo e de teste. Isto indica que está grávida. A intensidade da cor das linhas de teste poderá variar de teste para teste, pois diferentes fases da gravidez têm diferentes concentrações da hormona GCh.

Inválido:

Nenhuma linha visível ou existe uma linha visível apenas na região de teste e não na região de controlo. Repetir o teste com um novo kit de teste. Se o teste continuar a falhar, contacte um médico ou a farmácia onde comprou o produto com o correspondente número de lote.






NOTA: se a cor na zona de teste for muito fraca, recomenda-se a repetição do teste após 48 horas.

O QUE FAZER QUANDO SOUBER O RESULTADO?

Se o resultado for positivo (duas linhas)

Consulte o seu médico. O seu médico deverá confirmar a sua gravidez após avaliar todos os resultados clínicos e laboratoriais. Em certas condições, o teste poderá dar um resultado falso positivo. O seu médico irá também fornecer-lhe informações adicionais e aconselhamento sobre a sua gravidez.

Pregnancy test n/a -, PIL, Portugal				colours/plates:	
 creating value in pharmaceuticals t 0044 1271 311400 f 0044 1271 311449 @ artworkstudio@actavis.co.uk		item no: AAAF9028	dimensions: 180x245	1. Black	
		print proof no: 01	pharmacode:	2. pms 320	
		origination date: 10/09/13	min pt size: 9pt	3.	
		originated by: C.Paull		4.	
		revision date:		5.	
approved for print/date		revised by:	Technical Approval	6.	
		supplier: IL/Helm Medical GmbH	date sent: 10/09/13	Non Printing Colours	
			technically app. date:	1.	
				2.	
				3.	

*By Rita Prazeres at 4:29 pm, Sep 16, 2013*